

大切な人を守り、介護職員をサポート  
ねむりを見守るワイヤレスモニター

# まもる～の



モニター本体



「まもる～の」は

- 睡眠見守り
- 離床・睡眠状況把握
- 介護業務の効率改善

にお役立て頂けるワイヤレス  
モニターシステムです

エアバッグセンサー



睡眠を見える化する事で、介護業務を効率化  
また、施設利用者の安全と快適を見守ります

データ管理用PCソフト「まもる～のステーション」(別売)  
利用する事で、最大35台の「まもる～の」をPC1台で  
一括管理可能です

# 大切な人を見守る安心システム

有料老人ホーム・特別養護老人ホームなど介護施設向けの睡眠見守りセンサーです。  
エアバッグタイプのセンサーをマットレス下に設置し、ベッド上に居る方の睡眠を見守ります。

## 「まもる～の」4つの機能

### ■ 入居者様をみまもる <生活モニタリング>

- ・お部屋に入らずに入居者さまの状況がわかります。
  - ・ベッドマット下に設置した非接触の睡眠センサーでベッド上で起きている・眠っている・活動中（離床した）をパソコン上で管理できます。
  - ・異常時にはアラートでお知らせします。
- 既存のナースコールシステムと接続することにより、ナースコールでのお知らせも可能です。

### ■ 睡眠をみまもる <睡眠モニタリング>

- ・睡眠の状態をデータとして管理できます。
- ・夜間の離床回数や昼寝の時間などがわかるので入居者さまごとの課題発見にお役立ていただけます。

### ■ 離床・徘徊をみまもる <離床・徘徊センサー>

- ・離床センサーとして事故防止にお役立ていただけます。（別売の光センサーが必要です）
- ・徘徊検知センサーとしてもご利用いただけます。
- ・既存のナースコールシステムと接続することにより、離床検出・徘徊検出の警報をナースコールでもお知らせできます。

### ■ 環境をみまもる <環境モニタリング>

- ・体調管理に重要な温度・湿度・照度・気圧がわかります。
- ・環境センサーを搭載しているので各部屋の環境がパソコンで確認できます。
- ・熱中症対策、感染症予防、夜間の電気消し忘れ防止などに活用できます。

システムの設計・開発からOA機器の販売メンテナンスまで



株式会社 九州ジェービーエー  
(本社・延岡・都城・熊本・福岡)(九州JBA)

担当事業所



(JBAグループ)  
システム・インタフェース 株式会社 (SI)

(本社) 〒880-0866 宮崎県宮崎市川原町4-19

お問合せ先 電話：0985-89-3337 FAX：0985-20-3325

(営業本部) 〒885-0013 宮崎県都城市郡元町2916-25

電話：0986-26-0267 FAX：0986-27-1594

担当直通携帯 神田橋：080-1771-5434

山本：080-5253-4311